

## 1. ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

### Ettevõtte nimi

American Orthodontics  
3524 Washington Avenue  
Sheboygan, WI 53081

### 24 H HÄDAABINUMBER

(920) 457-5051  
Infotelefon  
(920) 457-5051

## 2. TOOTE IDENTIFITSEERIMINE

**Toote nimi:** Happeline söövitusaine (geel/vedelik)  
**Toote kirjeldus:** Adhesiivid – 37% fosforhapet sisaldav sööviti  
**Tootekood:** REF 020-028536 ja REF 020-028535  
**Materjal:** Fosforhape

## 3. KASUTUSNÄIDUSTUSED, KASUTUSVALDKOND

Happeline söövitusaine on fosforhapet sisaldav sööviti, mida kasutatakse emaili ja dentiini söövitamiseks, et soodustada praimer/kleepaine kleepumist hambastruktuuride ja restauratiivsete materjalide külge.

## 4. VASTUNÄIDUSTUSED

Hambaarstil ja/või ortodontil lasub esmane vastutus mis tahes vastunäidustuste tuvastamise eest, mis võivad takistada American Orthodonticsi toodete kasutamist.

## 5. HOIATUSED

Happeline söövitusaine sisaldab fosforhapet ja on söövitiv. Vältige kontakti silmade, limaskestast ja nahaga. Lugege American Orthodontics'i ohutusandmete lehte "Fosforhape".

Happeline söövitusaine sisaldab vase polüftalotsüaniini ja kinoliinkollast / FD&C kollast nr 10. Patsiendid, kes on nende värvainete suhtes tundlikud või allergilised, peaksid vältima kokkupuudet selle tootega.

## 6. KÕRVALTOIMED

Ravi käigus tekkida võivate soovimatute kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda allergiline reaktsioon, ebamugavustunne ja valu.

## 7. ALUSTAMISEELSESED PROTSEDUURID

1. Kasutades pöörlevat hambaraviriista, mis on varustatud kummikorgi või -harjaga, viige läbi kleebitavate emailipindade profülaktiline puhastamine.
2. Ärge kasutage õli sisaldavaid profülaktilise puhastamise pastasid. Õli võib jätta kattekihi, mis takistab söövitamist.
3. Loputage põhjalikult ja kuivatage hambad õli-/niiskusevaba suruõhuga.

## 8. SAMMSAMMULINE JUHEND

**MÄRKUS:** Muude geelsöövitussüsteemide kasutamise korral lugege tootja kasutusjuhendit. Alltoodud protseduur rakendub vaid American Orthodontics'i happelisele söövitusainele.

1. Väljutage happelist söövitusainet segamisalusele.
2. Isoleerige söövitatavad hambad.
3. Tupsutage happelist söövitusainet kogu kleebitavale alale. Ärge hõõruge happelist söövitusainet emaili sisse. Vältige happelise söövitusaine sattumist pehmetele kudedele.
4. Laske söövitusainel mõjuda 30 sekundit (piimahammastel 60 sekundit).
5. Loputage igat hammast vee-/õhuspreiga 10 sekundi jooksul (geelsöövitamisel 20 sekundi jooksul), et söövitusprotsess lõpetada. Söövitatud ala peaks olema „härmavalget“ värvi. Kui see nii pole, söövitage veel 10–15 sekundit.
6. Kõrvaldage demineraliseerunud osakesed

## 9. HOIUNDAMIS- JA TRANSPORTIMISTINGIMUSED

### Hoiundamine

- Hoida mahuti tihedalt suletuna.
- Säilitada temperatuurivahemikus 10–25 °C (50–77 °F)

- Kõlblikkusaeg toatemperatuuril ladustamisel vastab komplekti karbile märgitud aegumiskuupäevale. Kõlblikkusaja optimeerimiseks roteerige inventari.

#### Transport

- Transportida temperatuurivahemikus 10–25 °C (50–77 °F)
- Karm või järsk käsitlemine võib toodet kahjustada.

## 10. JÄÄTMEKÄITLUS

Kui happelise söövitusaine kogus on väike, võib seda lahjendada suure koguse veega, et vedelik kanalisatsiooni juhtida. Suuremad kogused tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele seadustele. Tühja pakendi võib ümbertöötlemisele suunata pärast põhjalikku ja nõuetekohast puhastamist.

## 11. GARANTIIOHUSTUS

Ostja õiguskaitselahendid nõuete korral, mis tulenevad mis tahes kaupade või toodete puudustest, on eranditult piiratud selliste toodete remontimisega või asendamisega (müüja valikul) või vastava ostuhinna tagasimaksega. Mitte mingil juhul ei vastuta müüja mis tahes tulenevate või kaudsete kahjude eest, kaasa arvatud ostja saamatajäänud tulu seoses müüja poolt pakutud kaupade või teenustega. Nõuded seoses kahjustuste või puudustega tuleb esitada 30 päeva jooksul.

## 12. REGULATIIVNE TEAVE



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Saksamaa



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



VT KASUTUSJUHENDIT



SÖÖVITUSOHT



STERILISEERIMATA



TÄHELEPANUNÕUE – VT KASUTUSJUHENDIT



SÄILITADA TEMPERAATUURIVAHEMIKUS 10–25 °C (50–77 °F)



VT SÜMBOLITE SÕNASTIKKU AADRESSIL [WWW.AMERICANORTHO.COM](http://WWW.AMERICANORTHO.COM)

TÄHELEPANUNÕUE: FÖDERAALSEADUSTE PIIRANGUTEGA ON KÄESOLEVA SEADME MÜÜK LUBATUD VAID HAMBAAARSTIDELE/ORTODONTIDELE VÕI NENDE TELLIMUSEL.

Selles kasutusjuhendis toodud teave on teadaolevalt kehtiv ja täpne. Ettevõtte American Orthodontics ei anna siiski mingit selgesõnalist ega kaudset garantiid teabe täielikkuse kohta kõigis võimalikes kasutustingimustes. **Alati tuleb järgida mõistlikke ohutusalasid ettevaatusabinõusid**