

## 1. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI

**Názov spoločnosti**  
American Orthodontics  
3524 Washington Avenue  
Sheboygan, WI 53081

**24-H NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO**  
**(920) 457-5051**  
Telefón na získanie informácií  
**(920) 457-5051**

## 2. IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU

**Názov výrobku:** Leptadlo na báze kyseliny (gél/kvapalina)  
**Opis výrobku:** Adhézne materiály – 37 % leptadlo na báze kyseliny fosforečnej  
**Číslo dielu výrobku:** REF 020-028536 a REF 020-028535  
**Materiál:** Kyselina fosforečná

## 3. INDIKÁCIE POUŽITIA, ROZSAH POUŽITIA

Leptadlo na báze kyseliny je leptadlo s obsahom kyseliny fosforečnej a používa sa na leptanie skloviny s cieľom zlepšiť priľnavosť základných/adhézných materiálov s lepivými činidlami na štruktúru zuba a na materiály používané na opravu.

## 4. KONTRAINDIKÁCIE

Primárnou zodpovednosťou zubného odborníka alebo ortodontistu je identifikovať všetky možné kontraindikácie, ktoré môžu vylúčiť použitie produktov spoločnosti American Orthodontics.

## 5. VÝSTRAHY

Leptadlo na báze kyseliny obsahuje kyselinu fosforečnú a je leptavé. Zabráňte kontaktu s očami, sliznicou a pokožkou. Pozrite si KBÚ pre „kyselinu fosforečnú“ od spoločnosti American Orthodontics.

Leptadlo na báze kyseliny obsahuje polyftalocyanín medi a chinolínovú žltú/FD&C žltú č. 10. Pacienti, ktorí sú citliví alebo alergickí na tieto farbivá, nesmú prísť s týmto výrobkom do kontaktu.

## 6. VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Počas používania môžu neželané vedľajšie účinky zahŕňať: alergickú reakciu, malé nepohodlie a bolesť.

## 7. POSTUPY PRED VYKONANÍM APLIKÁCIE

1. Pomocou rotačného nástroja s gumeným kalichom alebo kefkou vyčistite povrch(y) skloviny, na ktorý(é) budete lepiť.
2. Nepoužívajte čistiace pasty s obsahom oleja. Môžu na povrchu zanechať povlak brániaci leptaniu.
3. Pomocou stlačeného vzduchu bez obsahu oleja/vlhkosti dôkladne zuby opláchnite a očistite.

## 8. PODROBNÉ POKYNY

**POZNÁMKA:** Ak budete používať gélové systémy na leptanie, o pokyny na používanie požiadajte výrobcu. Dolu uvedený postup platí len pre leptadlo na báze kyseliny od spoločnosti American Orthodontics.

1. Na podložku na miešanie nadávkujte leptadlo na báze kyseliny.
2. Zuby, ktoré budete leptať, odizolujte.
3. Leptadlo na báze kyseliny naneste na celú plochu, na ktorú budete lepiť. Leptadlo na báze kyseliny po sklovine nešúchajte. Vyhnite sa aplikovaniu leptadla na báze kyseliny na mäkké tkanivá.
4. Nechajte 30 sekúnd leptať (60 sekúnd v prípade mliečnych zubov).
5. Proces leptania zastavíte opláchnutím každého zuba postrekom vodou/vzduchom počas 10 sekúnd (20 sekúnd v prípade leptania gélom). Leptaná plocha musí byť ľadovo-biela. Ak tomu tak nie je, vykonajte opakované leptanie počas 10 až 15 sekúnd.
6. Odstráňte častice, ktoré vznikli po demineralizácii.

## 9. PODMIENKY SKLADOVANIA A PREPRAVY

### Skladovanie

- Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
- Skladujte pri teplote 10° až 25 °C (50° až 77 °F).
- Čas použiteľnosti pri izbovej teplote je dátum expirácie. Na optimalizáciu času použiteľnosti skladový materiál striedajte.

#### Preprava

- Prepravujte pri teplote 10° až 25 °C (50° až 77 °F).
- Nešetné a hrubé zaobchádzanie môže výrobok poškodiť.

#### 10. ZNEŠKODNENIE

Malé množstvá leptadla na báze kyseliny sa môžu rozriediť veľkým množstvom vody a vyliat' do odtoku. Väčšie množstvá sa musia zneškodniť v súlade s miestnymi/celoštátnymi zákonmi. Prázdny obal možno po dôkladnom a správnom vyčistení recyklovať.

#### 11. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ

Nápravný prostriedok v prospech kupujúceho ohľadne akejkoľvek reklamácie chyby tovaru alebo služieb bude obmedzený výlučne na právo na vykonanie opravy alebo výmeny takéhoto tovaru (na základe rozhodnutia predávajúceho) alebo vrátenie jeho nákupnej ceny. Predávajúci nebude v žiadnom prípade zodpovedný za následné či náhodné škody vrátane straty zisku kupujúceho súvisiace s tovarom či službami poskytovanými kupujúcim. Nároky na náhradu škody treba uplatniť do 30 dní od prijatia objednávky.

#### 12. REGULAČNÉ INFORMÁCIE



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Nemecko



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



POZRITE SI POKYNY NA POUŽÍVANIE



POZOR LEPTAVÉ



NESTERILNÉ



UPOZORNENIE – POZRITE SI POKYNY NA POUŽÍVANIE



SKLADUJTE PRI TEPLOTE 10° AŽ 25 °C (50 °F AŽ 77 °F)



SLOVNÍK SYMBOLOV NÁJDETE NA ADRESE [WWW.AMERICANORTHO.COM](http://WWW.AMERICANORTHO.COM)

UPOZORNENIE: FEDERÁLNE ZÁKONY OBMEDZUJÚ PREDAJ TEJTO POMÔCKY  
STOMATOLÓGOVI/ORTODONTISTOVI ALEBO NA ZÁKLADE JEHO PREDPISU.

---

Veríme, že informácie uvádzané v pokynoch na používanie sú platné a presné. Avšak spoločnosť American Orthodontics neposkytuje žiadnu záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, vzhľadom na úplnosť informácií v rámci všetkých možných podmienok. **Je nutné vždy dodržiavať primerané bezpečnostné opatrenia.**