

DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION IM FELD

Titel: Aktualisierung der Kennzeichnung – Hinzufügung des Symbols „MR Unsafe“ zu kieferorthopädischen Metallprodukten

Betroffene Produkte:

Diese Aktualisierung der Kennzeichnung gilt für kieferorthopädische Metallprodukte, die von American Orthodontics vertrieben werden. Eine vollständige Liste der betroffenen Produkte finden Sie in Anhang A. Bestimmte Chargen- oder Seriennummern sind nicht relevant.

Zweck der Mitteilung:

Mit dieser Mitteilung sollen Kunden darüber informiert werden, dass die Produktkennzeichnungen im Jahr 2024 aktualisiert wurden und nun das Symbol „MR Unsafe“ enthalten. Produkte ohne dieses Symbol können sich noch im Vertrieb und/oder in der klinischen Anwendung befinden. Im Rahmen des proaktiven regulatorischen Ansatzes von American Orthodontics und des Engagements des Unternehmens für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte wurde beschlossen, das Symbol auf der Produktkennzeichnung anzubringen, um die Kennzeichnungsanforderungen gemäß den geltenden Vorschriften für Medizinprodukte zu erfüllen. Die Hinzufügung des Symbols „MR Unsafe“ spiegelt eine inhärente und allgemein bekannte Eigenschaft kieferorthopädischer Metallprodukte wider. An Design, Materialien oder Leistung dieser Produkte wurden keine Änderungen vorgenommen.

Grund für die Mitteilung:

Es wurde ein unerwünschtes Ereignis gemeldet, bei dem es zu einer HF-induzierten Erwärmung kam, die letztlich zu einer Verzögerung der Behandlung des Patienten führte.

Erläuterung der Risiken:

Das Vorhandensein kieferorthopädischer Produkte während MRT-Untersuchungen kann zu MR-Artefakten und/oder einer Erwärmung des Produkts führen. Dies könnte zu einer verminderten Bildqualität und/oder zur Unterbrechung, Verschiebung oder Neuplanung des bildgebenden Verfahrens führen und möglicherweise die Diagnose und/oder Behandlung des Patienten verzögern. **Diese Risiken sind allen kieferorthopädischen Metallprodukten inhärent und gelten nicht ausschließlich für Produkte oder Materialien von American Orthodontics.**

Maßnahmen von American Orthodontics:

Präventiv-/Korrekturmaßnahmen wurden bereits durchgeführt.

Erforderliche Maßnahmen durch Kunden/Anwender:

Bitte leiten Sie diese Mitteilung an alle Personen in Ihrer Organisation oder in anderen Organisationen weiter, die davon betroffen sein könnten. Für Produkte, die Sie möglicherweise auf Lager haben, sind weder eine Empfangsbestätigung für dieses Schreiben noch weitere Maßnahmen erforderlich.

Zusätzliche Informationen:

Die zuständigen Behörden wurden, soweit erforderlich, über diese Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld informiert. Dies ist eine neue Sicherheitsmitteilung im Feld (FSN); eine weitere FSN ist nicht vorgesehen.

Wenn Sie Fragen zu dieser Sicherheitsmitteilung im Feld haben, wenden Sie sich bitte an: vigilance@americanortho.com

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.
Mit freundlichen Grüßen



Bruce Deemer
Manager für Qualitätssysteme

Anhang A: Betroffene kieferorthopädische Metallprodukte

Die zugehörigen Artikelnummern für alle Produkte werden in EUDAMED geführt.	
Produktname	Basis-UDI-DI
Hard Line Band	01907460000100D7
Micro Band	01907460000102DB
Mini Skirt Crown	01907460000103DD
MR Band	01907460000104DF
MRX Band	01907460000105DH
Rollo Band	01907460000106DK
Standard Band	01907460000108DP
Lingual Sheath	01907460000101D9
Seating Lug	01907460000107DM
Weldable Elastic Lug	01907460000109DR
Weldable Eyelet	01907460000110DA
Weldable Gull Wing Cleat	01907460000111DC
Weldable Hook	01907460000112DE
Weldable Cleat	01907460000113DG
Forever Gold 24K Bracket	01907460000127DT
Iconix Bracket	01907460000128DV
LP Bracket	01907460000132DL
Master Series Bracket	01907460000134DQ
Mini Master Series Bracket	01907460000137DW
Mini Standard Edgewise Bracket	01907460000139E2
Mini Tweed Bracket	01907460000140DK
Stainless Steel Bracket	01907460000143DR
Empower Clear Bracket	01907460000125DP
Empower Bracket	01907460000124DM
Empower Tube	01907460000126DR
Iconix Tube	01907460000129DX
iFit Tube	01907460000130DG
Inconel Tube	01907460000131DJ
LP Tube	01907460000133DN
Master Series Tube	01907460000135DS
Mini Master Series Tube	01907460000138DY
Slim Tube	01907460000142DP
Stainless Steel Tube	01907460000144DT
Bite Blocks	01907460000115DL
Bondable Elastic Lug	01907460000116DN
Bondable Eyelet	01907460000117DQ
Bondable Gull Wing Cleat	01907460000118DS
Bondable Cleat	01907460000119DU
Bondable Retainer	01907460000120DD
Diastema	01907460000123DK
Metal Button	01907460000136DU
Tongue Director	01907460000145DV

Utility Traction Hook	01907460000146DX
Hanks Telescoping Herbst	01907460000166E5
Herbst Appliance	01907460000167E7
MiniScope Telescoping Herbst	01907460000172DY
Distal Jet	01907460000164DZ
Mesial Jet	01907460000171DW
Spring Jet	01907460000179EE
Uprighter Jet	01907460000180DX
Jones Jig	01907460000169EB
Gentle Jumper	01907460000165E3
Jasper Jumper	01907460000168E9
Lip Bumper	01907460000170DU
Palatal Arch	01907460000173E2
PowerBar	01907460000174E4
PowerScope	01907460000175E6
Quad Helix	01907460000176E8
Quick Fix	01907460000177EA
Rapid Molar Intruder	01907460000178EC
Protraction Facemask	01907460000204DL
Beta Titanium Wire	01907460000209DW
Chromium Cobalt Wire	01907460000210DF
Iconix NiTi Wire	01907460000211DH
NiTi Wire	01907460000216DT
NT3	01907460000217DV
Stainless Steel Wire	01907460000224DS
Tanzo	01907460000227DY
Therma-Ti	01907460000228E2
TriTanium	01907460000229E4
Kobayashi Hooks	01907460000212DK
Spooled Ligature Wire	01907460000222DN
Wire Ligature	01907460000230DM
Arch Lock	01907460000206DQ
Arch Stop	01907460000218DX
Ball Retainer Clasps	01907460000208DU
Arch Hook	01907460000205DN
Monkey Hook	01907460000213DM
Power Hook	01907460000219DZ
Power Pin	01907460000220DJ
Surgical Hook	01907460000225DU
Retainer Wire	01907460000221DL
ART Spring	01907460000207DS
NiTi Spring	01907460000215DR
Stainless Steel Spring	01907460000223DQ
Multi-Strand Wire	01907460000214DP